

Кроличье Поликлональное Антитело К Prmt1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q99873

Артикул: CM0017484



введение

Кроличье поликлональное антитело к PRMT1, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Реагирует с белками человека, мыши, крысы. Нацелено на Аргинин-N-метилтрансферазу 1 (UniProt: Q99873). Идеально для эпигенетических исследований и исследований рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье пАт к PRMT1
Примечания/Альтернативные названия	ANM1; HCP1; IR1B4; HRMT1L2; PRMT1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3276
GeneID	3276
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 270-371 белка PRMT1 человека (NP_001527.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99873
Молекулярная масса белка	42 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом