


Кроличья Поликлональная Антитело К Проглюкагону Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01275

Артикул: CM0015629



введение

Кроличья поликлональная антитело против проглюкагона — предшественника глюкагона, GLP-1 и GLP-2. Подходит для применения в WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Реагирует с человеком, мышью, крысой. Идеально подходит для исследований метаболизма глюкозы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитело к проглюкагону
Примечания/Синонимы	GLP1; GLP2; GRPP; GLP-1; Pro-glucagon
Вид	Человек
ID гена	2641
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-89 проглюкагона человека (NP_002045.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01275
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	Айс-бокс