

Кроличья Поликлональная Антитела К Prodh Для Вестерн-Блота И Ифа — O43272

Артикул: CM0028298

введение

Поликлональные кроличьи антитела к PRODH для Вестерн-блота и иммуноферментного анализа (ИФА). Обнаруживают эндогенную пролиндегидрогеназу 1 человека, мыши и крысы. Данный мишень представляет собой митохондриальный фермент, играющий центральную роль в метаболизме пролина и ассоциированный с развитием рака и шизофрении.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитела к PRODH
Примечания / синонимы	POX; PIG6; HSPOX2; PRODH1; PRODH2; TP53I6; PRODH
Вид	Человек
ID гена (человек)	5625
ID гена	5625
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 321-600 белка PRODH человека (NP_057419.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O43272
Молекулярная масса белка	68 кДа
Условия доставки	С ледяным пакетом