

Моноклональное Антитело К Прогестерону Из Кролика Для Применений Db И Elisa - A26215

Артикул: CM0009733

введение

Моноклональное антитело к прогестерону из кролика (Кат. № A26215) — это вид-независимый реагент, подходящий для дот-блоттинга (DB) и ELISA. Это антитело поддерживает обнаружение прогестерона при разработке гормональных анализов и диагностических исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Прогестерон, моноклональное антитело из кролика (mAb)
Примечания/Альтернативное название	Прогестерон
Иммуноген	Химические соединения, соответствующие прогестерону.
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	DB, ELISA
Перекрестная реактивность	Вид-независимая
Условия доставки	В пакете со льдом