


Протеасома 20S Lmp7 Кроличий Pab - P28062

Артикул: CM0021742



введение

Поликлональное антитело кролика против субъединицы протеасомы 20S LMP7 человека (PSMB8, 30 кДа). Валидировано для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA с перекрестной реактивностью к человеку, мыши и крысе. Идеально для исследований иммунопротеасомы и процессинга антигена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Протеасома 20S LMP7 Кроличий pAb
Примечания/Альтернативные названия	JMP; ALDD; LMP7; NKJO; D6S216; PRAAS1; PSMB5i; RING10; D6S216E; Proteasome 20S LMP7
Вид	Человек
GeneID (человек)	5696
GeneID	5696
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 167-276 человеческой протеасомы 20S LMP7. (NP_683720.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P28062
Молекулярный вес белка	30 кДа
Доставка	В пакете со льдом