

Proz Кроличий Pab - P22891

Артикул: CM0023966



введение

Поликлональное антитело, нацеленное на витамин К-зависимый белок Z. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белком. Идеально для исследований коагуляции и гемостаза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PROZ Кроличий pAb
Примечания/Альтернативные названия	PZ; PROZ
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8858
ID гена	8858
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 220-340 человеческого PROZ (NP_003882.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P22891
Молекулярная масса белка	45 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом