


## Кроличье Моноклональное Антитело Prpf31 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8Wwy3

Артикул: CM0007011



### введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на U4/U6 мяРНП Prpf31, основной белок сплайсосомы. Валидировано для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА с образцами человека; 55 кДа.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                               |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличье моноклональное антитело PRPF31                                                                                |
| Примечания/Альтернативные названия | RP11, PRP31, SNRNP61, NY-BR-99, PRPF31                                                                                 |
| Вид                                | Человек                                                                                                                |
| GeneID (Человек)                   | 26121                                                                                                                  |
| GeneID                             | 26121                                                                                                                  |
| Иммуноген                          | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 350-450 белка PRPF31 человека (Q8WWY3) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                 |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                                |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), ИФА                                                                                             |
| Перекрестная реактивность          | Человек                                                                                                                |
| SWISS                              | Q8WWY3                                                                                                                 |
| Молекулярная масса белка           | 55 кДа                                                                                                                 |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                      |