


## Моноклональное Антитело К Prpf4 Кролика — 043172

Артикул: CM0006669



### введение

PRPF4 Rabbit mAb — это моноклональное антитело, направленное против человеческого PRPF4 (белка U4/U6 snRNP с молекулярной массой 60 кДа). Валидировано для ВБ, ИГГ-П, ИФА, перекрестно реагирует с белком мыши и крысы. Подходит для исследования сплайсинга и изучения пигментной ретинопатии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                         |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Моноклональное антитело к PRPF4 кролика                                                                          |
| Примечания/алиасы         | PRP4; RP70; HPRP4; Prp4p; HPRP4P; SNRNP60; PRPF4                                                                 |
| Вид                       | Человек                                                                                                          |
| ID гена                   | 9128                                                                                                             |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 450-522 человеческого PRPF4 (NP_004688.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                           |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                          |
| Применение                | ВБ, ИГГ-П, ИФА                                                                                                   |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                             |
| SWISS                     | O43172                                                                                                           |
| Молекулярная масса белка  | 58 кДа                                                                                                           |
| Доставка                  | Хладоэлемент                                                                                                     |