


Кроличья Поликлональная Антитела К Prpf8 - Q6P2Q9

Артикул: CM0025533



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий PRPF8, валидированы для ВБ, ИГГ-П, ИФ/МКК и ИФА. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Подходит для исследования сплайсисом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитела к PRPF8
Примечания/алиасы	PRP8; RP13; HPRP8; PRPC8; SNRNP220; PRPF8
Вид	Человек
ID гена (человек)	10594
ID гена	10594
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого PRPF8 (NP_006436.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФ/МКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q6P2Q9
Молекулярная масса белка	274 кДа
Доставка	Айс-пакет