

Кроличья Rab K Prrt2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q7Z6L0

Артикул: CM0024422

введение

Кроличья поликлональная антитело к PRRT2, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Взаимодействует с человеческим и мышиным PRRT2, регулятором высвобождения нейромедиаторов, участвующим в синаптической передаче. Идеально подходит для исследований в области нейронауки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PRRT2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PKC; EKD1; ICCA; BFIC2; BFIS2; DSPB3; DYT10; FICCA; IFITMD1; PRRT2
Вид	Человек
GeneID (человек)	112476
GeneID	112476
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-130 человеческого PRRT2 (NP_660282.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q7Z6L0
Молекулярный вес белка	35кДа
Доставка	В ледяном пакете