

Кроличья Поликлональная Антитело К Prss2 Для Вб И Ифа - P07478

Артикул: CM0027671



введение

Кроличья поликлональная антитело к PRSS2 для вестерн-блота и ИФА, реагирует с людьми и мышами. PRSS2 (Трипсин-2) — секретируемая сериновая протеаза, участвующая в процессинге дефензинов в подвздошной кишке. Идеально подходит для исследования пищеварительных ферментов и клеток Панета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	PRSS2 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	TRY2; TRY8; TRYP2; PRSS2
Вид	Человек
ID гена (человек)	5645
ID гена	5645
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 24–247 человеческого PRSS2 (NP_002761.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P07478
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	С ледяным пакетом