

Кроличье Моноклональное Антитело К Псевдоуридину / 5-Рибозилурацилу Для Методов Db И Elisa

Артикул: CM0000045

введение

Специфическое кроличье моноклональное антитело против псевдоуридина (5-рибозилурацила) для применения в дот-блоттинге и ИФА. Идеально подходит для исследований в области эпитранскриптомики и анализа модификаций РНК. Доступно от CamelBio как надежное сырье для IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Псевдоуридин / 5-рибозилурацил, кроличье мАт
ID гена (CAS)	CAS: 1445-07-4
Иммуноген	Химические соединения, соответствующие псевдоуридину / 5-рибозилурацилу / Y
Источник	Кролик
Категория	Другие модифицированные антитела
Применение	DB, ELISA
Перекрестная реактивность	Независимо от вида
Доставка	Сумка со льдом