

## Поликлональные Антитела Кролика Против Псевдоуридина (5-Рибозилурацила) Для Dot Blot И Ифа

Артикул: CM0000042

### введение

Поликлональные антитела кролика против псевдоуридина/5-рибозилурацила, модифицированного нуклеозида. Валидированы для дот-блот и ИФА с реактивностью, не зависящей от вида. Идеальны для эпитранскриптомных и диагностических исследований.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Псевдоуридин / 5-рибозилурацил, поликлональные антитела кролика             |
| Иммуноген                 | Химические соединения, соответствующие псевдоуридину / 5-рибозилурацилу / Y |
| Источник                  | Кролик                                                                      |
| Категория                 | Другие модифицированные антитела                                            |
| Применение                | DB, ELISA                                                                   |
| Перекрестная реактивность | Независимо от вида                                                          |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                              |