


Кроличы Поликлональные Антитела К Psma7 - O14818

Артикул: CM0025814



введение

Кроличы поликлональные антитела к PSMA7, валидированные для методов WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Мишень: субъединица альфа-7 протеасомы, 28 кДа, участвует в деградации белков и клеточной регуляции. Идеально подходят для исследований протеасом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличы поликлональные антитела к PSMA7
Примечания/Синонимы	C6; HSPC; RC6-1; XAPC7; HEL-S-276; PSMA7
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5688
GeneID	5688
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-248 PSMA7 человека (NP_002783.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O14818
Молекулярная масса белка	28 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом