


Поликлональное Антитело Кролика Против Psmc3 Для Wb, Ihc-P, Elisa — P17980

Артикул: CM0020199



введение

Поликлональное антитело кролика против PSMC3, валидированное для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии и ELISA. Определяет PSMC3 человека, мыши и крысы — ключевую регуляторную субъединицу протеасомы 26S. Идеально подходит для исследований убиквитин-протеасомного пути.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PSMC3 Rabbit pAb
Примечания/альтернативные названия	RPT5; TBP1; DCIDP; PSMC3
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	5702
Идентификатор гена	5702
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-180 человеческого PSMC3 (NP_002799.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P17980
Молекулярная масса белка	49 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом