


Поликлональные Кроличьи Антитела К Psmd12 Для Вб, Ифа - O00232

Артикул: CM0029241



введение

Поликлональные кроличьи антитела к PSMD12, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают PSMD12 человека, мыши и крысы (не-АТРазная регуляторная субъединица 12 26S протеасомы) — ключевой компонент системы убиквитин-протеасомы. Идеально подходят для исследований протеасом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные кроличьи антитела к PSMD12
Примечания/алиасы	p55; Rpn5; STISS; PSMD12
Вид	Человек
ID гена (человек)	5718
ID гена	5718
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 197–456 человеческого PSMD12 (NP_002807.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O00232
Молекулярная масса белка	53 кДа
Доставка	Айс-пак