


## Кроличье Моноклональное Антитело К Psmd14 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Икц, Ифа - O00487

Артикул: CM0005148



### введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий PSMD14 (UniProt O00487), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИКЦ, ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для изучения функции протеасомы, деградации белков и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                       |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличье моноклональное антитело к PSMD14                                                                                      |
| Примечания/Альтернативные названия | PAD1; POH1; RPN11; PSMD14                                                                                                      |
| Вид                                | Человек                                                                                                                        |
| GeneID (Человек)                   | 10213                                                                                                                          |
| GeneID                             | 10213                                                                                                                          |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 112-210 человеческого PSMD14 (O00487) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                         |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                                        |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИКЦ, ИФА                                                                                           |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                           |
| SWISS                              | O00487                                                                                                                         |
| Молекулярная масса белка           | 35 кДа                                                                                                                         |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                              |