

Кроличье Моноклональное Антитело К Psph Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P78330

Артикул: CM0007164



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к PSPH, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Нацелено на фосфосеринфосфатазу, ключевой фермент в биосинтезе L-серина. Идеально подходит для изучения метаболизма и неврологических расстройств.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PSPH кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	PSP; PSPHD; PSPH
Вид	Человек
ID гена	5723
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-225 человеческого PSPH (NP_004568.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P78330
Молекулярный вес белка	25кДа
Доставка	Сумка со льдом