


Моноклональное Антитело Кролика К Ptbp1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P26599

Артикул: CM0008252



введение

Моноклональное антитело кролика, нацеленное на человеческий PTBP1 (hnRNP I), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Выявляет PTBP1 человека и мыши; ожидаемая полоса — 60 кДа. Идеально подходит для исследований сплайсинга РНК и регуляции генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к PTBP1
Примечания/алиасы	PTB, PTB2, PTB3, PTB4, pPTB, HNRPI, PTB-1, PTB-T, HNRNP1, HNRNP-I, PTBP1
Вид	Человек
GeneID (человек)	5725
GeneID	5725
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого PTBP1 (P26599)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P26599
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом