


Рtbp2 Кроличья Раb Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uka9

Артикул: CM0026986



введение

PTBP2 Кроличья pAb — это поликлональное антитело, валидированное для WB, IHC-P и ELISA, нацеленное на человеческий PTBP2, с перекрестной реактивностью на мышь и крысу; идеально подходит для исследований сплайсинга и трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PTBP2 Кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	nPTB; PTBLP; brPTB; PTBP2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	58155
GeneID	58155
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 человеческого PTBP2 (NP_001287918.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UKA9
Молекулярный вес белка	57кДа
Доставка	Сумка со льдом