

Рtрn22 Кроличья Раb Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Исс, Ифа - Q9Y2R2

Артикул: CM0012883



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против RTPN22 (LYP), ключевого отрицательного регулятора сигналинга TCR. Идеально подходит для WB, IF/ICC, ELISA; перекрестно реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами для изучения аутоиммунных заболеваний и иммунного сигналинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RTPN22 Кроличья рAb
Примечания/Псевдоним	LYP; PEP; LYP1; LYP2; PTPN8; PTPN22.5; PTPN22.6; PTPN22
Вид	Человек
GeneID	26191
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-90 человеческого RTPN22 (NP_036543.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y2R2
Молекулярный вес белка	92кДа
Доставка	Сумка со льдом