


Поликлональные Кроличьи Антитела К Ptpn5 Для Wb, If/Icc, Elisa - P54829

Артикул: CM0019337



введение

Поликлональные кроличьи антитела к PTPN5 (STEP), валидированные для WB, IF/ICC, ELISA. Реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Нацелены на ключевую фосфатазу в путях синаптической пластичности и выживания нейронов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PTPN5 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	STEP; STEP61; PTPSTEP; PTPN5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	84867
GeneID	84867
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 190-307 человеческого PTPN5 (NP_116170.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P54829
Молекулярный вес белка	64кДа
Доставка	Сумка со льдом