


Поликлональное Антитело К Ptprg, Полученное Из Кролика, Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P23470

Артикул: CM0016035



введение

Высококачественное поликлональное антитело к PTPRG, полученное из кролика, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Получено против рекомбинантного человеческого PTPRG (а.о. 250-450). Детектирует PTPRG человека, мыши, крысы — рецепторную тирозинфосфатазу гамма с молекулярной массой 162 кДа. Идеально для исследований фосфатаз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к PTPRG (из кролика)
Примечания/Альтернативные названия	PTPG; HPTPG; RPTPG; R-PTP-GAMMA; PTPRG
Вид	Человек
ID гена	5793
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 250-450 человеческого PTPRG (NP_002832.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P23470
Молекулярная масса белка	162 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом