


## Поликлональное Антитело Кролика К Ptpro Для Вестерн-Блота И Ифа - Q16827

Артикул: CM0028521



### введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого PTPRO (рецепторная тирозинпротеинфосфатаза O), валидированное для Вестерн-блота и ИФА. Перекрестно реагирует с белком мыши. Подходит для исследования заболеваний почек и сигнальной трансдукции.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Поликлональное антитело кролика к PTPRO                                                                                           |
| Примечания/алиасы         | NPHS6; PTPU2; GLEPP1; PTP-OC; PTP-U2; PTPROT; R-PTP-O; PTPRO                                                                      |
| Вид                       | Человек                                                                                                                           |
| ID гена (человек)         | 5800                                                                                                                              |
| ID гена                   | 5800                                                                                                                              |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 30-300 человеческого PTPRO (NP_109592.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                            |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                           |
| Применение                | Вестерн-блот, ИФА                                                                                                                 |
| Перекрестная реактивность | Мышь                                                                                                                              |
| SWISS                     | Q16827                                                                                                                            |
| Молекулярная масса белка  | 138 кДа                                                                                                                           |
| Доставка                  | С аккумулятором холода                                                                                                            |