

Моноклональное Антитело Кролика К Puma Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q9Bxh1

Артикул: CM0010206



введение

Высокоспецифичное моноклональное антитело кролика к PUMA, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA у человека, мыши и крысы. Нацелено на модулятор апоптоза, активируемый p53, играющий ключевую роль в исследованиях рака и клеточной гибели.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к PUMA
Примечания/алиасы	JFY1; PUMA; JFY-1
Вид	Человек
GeneID (человек)	27113
Иммуноген	Синтетический пептид (аминокислоты 100–193 человеческого PUMA, NP_055232.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9BXH1
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	Сумка со льдом