

Рума Кроличье Раb Для Вестерн-Блоттинга - Q96Pg8/Q9Vxh1

Артикул: CM0020025

введение

PUMA Кроличье pAb валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ELISA с кросс-реактивностью к человеческому, мышиному и крысиному белкам. Нацелено на множество изоформ PUMA (10-26 кДа) для исследований апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PUMA Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	JFY1; PUMA; JFY-1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	27113
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-131 человеческого PUMA (NP_001120713.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Кросс-реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96PG8/Q9VXH1
Молекулярная масса белка	10 кДа/14 кДа/20 кДа/26 кДа
Доставка	В пакете со льдом