

Поликлональные Антитела Кролика Против Rab34 Для Вб, Ифа - P0Di83/Q9Bzg1

Артикул: CM0014673

введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого RAB34, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает несколько изоформ в образцах человека, мыши и крысы. Подходит для исследований нуклеолярной функции и альтернативного сплайсинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RAB34 кроличье пАб
Примечания/Алиасы	RAH; NARR; RAB39; RAB34
Вид	Человек
ID гена (человек)	83871
ID гена	83871
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-259 человеческого RAB34 (NP_114140.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P0Di83/Q9BZG1
Молекулярная масса белка	21 кДа/28 кДа/29 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с холодоэлементами