

Rab3D Rabbit Pab Для Wb, Elisa - O95716

Артикул: CM0017225



введение

RAB3D Rabbit pAb (O95716) — это поликлональное антитело, валидированное для WB и ELISA, перекрестно реагирующее с человеческим и мышинным белками. Прогнозируемый размер полосы — 24 кДа. Идеально подходит для изучения Rab-3D в процессах мембранного транспорта и экзоцитоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RAB3D Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	GOV; D2-2; RAB16; RAD3D; RAB3D
Вид	Человек
GeneID (человек)	9545
GeneID	9545
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-219 человеческого RAB3D (NP_004274.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O95716
Молекулярная масса белка	24 кДа
Доставка	Сумка со льдом