


Rab4A Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P20338

Артикул: CM0029379



введение

Кроличья поликлональная антитела к RAB4A, валидированная для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Обнаруживает RAB4A в образцах человека, мыши и крысы. Мишень представляет собой небольшую ГТФазу, регулирующую внутриклеточный мембранный трафик и транспорт белков. Идеально подходит для исследования эндосомного пути.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RAB4A кроличья поликлональная антитело
Примечания/Альтернативные названия	RAB4; HRES1; HRES-1; HRES-1/RAB4; RAB4A
Вид мишени	Человек
ID гена	5867 (человек)
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 50-150 человеческого RAB4A (NP_004569.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P20338
Молекулярная масса белка	24 кДа
Доставка	С ледяным пакетом