

Кроличыи Моноклональные Антитела Против 4-Гидроксиноненала (4-Hne) Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии

Артикул: CM0000052

введение

Кроличыи моноклональные антитела, конъюгированные с , нацеленные на 4-гидроксиноненал (4-HNE), ключевой маркер перекисного окисления липидов. Валидированы для внутриклеточной проточной цитометрии с реактивностью, не зависящей от вида. Поставляются как сырье для МДВ для разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи мАт против 4-гидроксиноненала
Примечания/Псевдоним	4-HNE
Иммуноген	Химические соединения, соответствующие 4-гидроксиноненалу.
Источник	Кролик
Категория	Другие модифицированные антитела
Применение	ПЦ (внутриклеточная)
Перекрестная реактивность	Независимо от вида
Доставка	Сумка со льдом