

Моноклональное Кроличье Антитело Abflo 488 К 4-Гидроксиноненалю (4-Hne) Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии

Артикул: CM0000027

введение

Флуоресцентное кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с ABflo 488, нацеленное на маркер перекисного окисления липидов 4-гидроксиноненаль (4-HNE). Идеально подходит для внутриклеточной проточной цитометрии (FC intra), обладает реактивностью, не зависящей от вида организма, поддерживает исследования оксидативного стресса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	Кроличье mAb к 4-гидроксиноненалю
Примечания/псевдоним	4-HNE
Иммуноген	Химические соединения, соответствующие 4-гидроксиноненалю
Источник	Кролик
Категория	Другие модифицированные антитела
Применение	FC (intra)
Перекрестная реактивность	Не зависит от вида организма
Доставка	Сумка-холодильник с льдом