

Моноклональное Антитело Кролика Против Atf5 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q9Y2D1

Артикул: CM0008457

введение

Моноклональное антитело кролика против ATF5 для применения в Вестерн-блоттинге, ИHC-P и ИФА. Валидировано для человека, мыши и крысы, это антитело нацелено на транскрипционный фактор ATF5, критически важный для выживания и дифференцировки клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATF5 кроличье МАТ
Примечания/Алиасы	ATFX; HMFN0395; ATF5
Вид	Человек
ID гена (человек)	22809
ID гена	22809
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 183-282 человеческого ATF5 (Q9Y2D1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y2D1
Молекулярная масса белка	31 кДа
Доставка	С холодоэлементом