

Кроличья Поликлональная Антитела Против Bgat (Abo) Для Вестерн-Блота И Ифа - P16442

Артикул: CM0023913



введение

Кроличья поликлональная антитела к человеческому BGAT (трансферазе ABO), валидированная для Вестерн-блота и ИФА. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований антигенов системы групп крови ABO.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BGAT кроличья поликлональная антитела
Примечания/алиасы	GTB; NAGAT; A3GALNT; A3GALT1; BGAT
Вид	Человек
ID гена	28
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 54-354 человеческого BGAT (NP_065202.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P16442
Молекулярная масса белка	41 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом