

## Кроличья Поликлональная Антитело К C3Ar1 Для Вб, Ифа - Q16581

Артикул: CM0023058



### введение

Кроличья поликлональная антитело к человеческому C3AR1 — G-белок-связанному рецептору анафилактоксина C3a, участвующему в хемотаксисе и воспалении. Валидирована для ВБ и ИФА; перекрестно реагирует с мышинным гомологом. Полезна для изучения сигналинга GPCR.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | C3AR1 кроличья поликлональная антитело                                                                                                       |
| Примечания/Алиасы         | AZ3B; C3AR; HNFAG09; C3AR1                                                                                                                   |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                      |
| ID гена (человек)         | 719                                                                                                                                          |
| ID гена                   | 719                                                                                                                                          |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид; Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого C3AR1 (NP_004045.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                       |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                      |
| Применение                | ВБ, ИФА                                                                                                                                      |
| Перекрестная реактивность | Мышь                                                                                                                                         |
| SWISS                     | Q16581                                                                                                                                       |
| Молекулярная масса белка  | 54кДа                                                                                                                                        |
| Доставка                  | Холодильный пакет                                                                                                                            |