

Поликлональное Антитело Кролика Против Calca Для Исследований Методом Вестерн-Блоттинга И Ифа - P01258 / P06881

Артикул: CM0015934



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий CALCA (кальцитонин), валидировано для вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для изучения метаболизма кальция и гормональной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CALCA Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	CT, KC, PCT, CGRP, CALC1, CGRP1, CGRP-I, CGRP-alpha, CALCA
Вид	Человек
GeneID (Человек)	796
GeneID	796
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-141 человеческого CALCA (NP_001029124.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01258 / P06881
Молекулярная масса белка	13 кДа / 15 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом