

Кролик Анти-Кошачий Cd27 Моноклональное Антитело - Cd27

Артикул: CM0010137

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против кошачьего CD27 для приложений проточной цитометрии. Иммуноген охватывает аминокислоты 20-191 кошачьего CD27; перекрестная реактивность с другими видами не зарегистрирована. Идеально подходит для иммунологических исследований кошек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Кошачий CD27 мАт
Вид	Кошка
ID гена (Человек)	939
ID гена	101091633
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-191 кошачьего CD27 (XP_011282025.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Приложение	FC
Перекрестная реактивность	Кошка
Доставка	Сумка со льдом