


Кроличье Моноклональное Антитело Против Кошачьего Cd8 Альфа Для Проточной Цитометрии - P41688

Артикул: CM0004404



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против кошачьего CD8 альфа, валидированное для проточной цитометрии. Идеально для иммунофенотипирования и исследований Т-клеток на кошачьих моделях. Специфичность к мишени UniProt P41688.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против кошачьего CD8 альфа, моноклональное
Примечания/Альтернативные названия	CD8A
Вид	Кошка
GeneID (Человек)	925
GeneID	493799
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 25-186 кошачьего CD8 альфа (NP_001009843.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Кошка
SWISS	P41688
Молекулярная масса белка	32-34 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом