

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Кошачьего Cd8 Альфа Для Проточной Цитометрии - P41688

Артикул: CM0004508



введение

Рекомбинантные кроличьи моноклональные антитела против кошачьего CD8 альфа, подходящие для проточной цитометрии (FC). Облегчают изучение ответов CD8+ Т-клеток и NK-клеток в исследованиях иммунологии кошек. Специфически перекрестно реагируют с кошками.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи мАб против кошачьего CD8 альфа
Примечания/Псевдоним	CD8A
Вид	Кошка
GeneID (Человек)	925
GeneID	493799
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-186 кошачьего CD8 альфа (NP_001009843.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Кошка
SWISS	P41688
Молекулярный вес белка	32-34 кДа
Доставка	В ледяном пакете