

Кроличья Поликлональная Антитело К Cc2D1A Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q6P1N0

Артикул: CM0024841

введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого CC2D1A, валидированная для WB, IHC-P и ELISA, с перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными гомологами. Подходит для исследований регуляции генов, синаптической функции и сигнального пути PI3K.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	CC2D1A Кроличья поликлональная антитело
Примечания/Альтернативные названия	Lgd2; MRT3; TAPE; Aki-1; FREUD-1; Freud-1/Aki1; CC2D1A
Вид	Человек
ID гена (человек)	54862
ID гена	54862
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-150 человеческого CC2D1A (NP_060191.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q6P1N0
Молекулярная масса белка	104 кДа
Доставка	С ледяным пакетом