


Моноклональное Антитело Кролика К Cd14 Меченое Для Проточной Цитометрии - P08571

Артикул: CM0004334



введение

Конъюгированное красителем моноклональное антитело кролика к CD14 для проточной цитометрии. Обнаруживает CD14 на моноцитах/макрофагах человека и циномолгуса. Корецептор ЛПС; критически важен для исследований врожденного иммунитета. Молекулярная масса: 40 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к CD14 человека/обезьяны меченое
Примечания/Алиас	CD14
Вид	Человек
GeneID (человек)	929
GeneID	929
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот от 20 до 352 фрагмента белка CD14 человека (NP_000582.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек, Циномолгус (макак-крабьеед)
SWISS	P08571
Молекулярная масса белка	40 кДа
Доставка	Холодовой пакет