


Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd62E/E-Селектина Для Вестерн-Блоттинга, Проточной Цитометрии, Ифа - P16581

Артикул: CM0006597



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD62E/E-Селектину, валидированное для Вестерн-блоттинга, проточной цитометрии и ИФА. Рекомбинантный иммуноген, детектирует полосу 66 кДа. Подходит для изучения адгезии лейкоцитов и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к CD62E/E-Селектину
Примечания/Альтернативные названия	SELE; CD62E; ELAM; ELAM1; ESEL; LECAM2; E-селектин
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6401
GeneID	6401
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-230 человеческого CD62E/E-Селектина (NP_000441.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), проточная цитометрия (FC), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P16581
Молекулярная масса белка	66 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом