


Моноклональные Антитела Кролика Против Cd8A Для Проточной Цитометрии - P01732

Артикул: CM0012511



введение

Моноклональные антитела кролика против человеческого CD8a, конъюгированные с , для проточной цитометрии. Валидированы на образцах человека и обезьян-крабоедов. Идеально подходят для профилирования иммунных клеток в исследованиях иммунологии и иммуноонкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кролик анти-Человек/Обезьяна CD8a мАт
Примечания/Псевдоним	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Вид	Человек
GeneID (Человек)	925
GeneID	925
Иммуноген	Рекомбинантный белок (Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-182 человеческого CD8a (NP_001759.3))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек, Обезьяна-крабоед
SWISS	P01732
Молекулярный вес белка	21кДа/25кДа/30кДа
Доставка	Сумка со льдом