

Поликлональное Антитело Rabbit Anti-Cdc42 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P60953

Артикул: CM0017460



введение

Поликлональное антитело кролика против CDC42 (гомолог белка 42, контролирующего деление клеток). Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; дает перекрестную реакцию с белками человека, мыши и крысы. Нацелено на малую ГТФазу, регулирующую динамику актина, полярность клеток и миграцию.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDC42 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	TKS; G25K; CDC42Hs; CDC42
Вид	Человек
GeneID (человек)	998
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 118–191 человеческого CDC42 (NP_001782.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P60953
Молекулярная масса белка	21 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом