

Моноклональное Антитело Кролика К Тегу Ddddk, Меченное - Tег Ddddk

Артикул: CM0010690

введение

Конъюгированное с моноклональное антитело кролика, нацеленное на тег DDDDK, для внутриклеточной проточной цитометрии. Распознавание тега независимо от вида позволяет гибко планировать эксперименты в различных модельных системах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к тегу DDDDK, меченное
Примечания / Синонимы	DDDDK; тег DDDDK; DDDDK-тег
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности тега DDDDK
Источник продуцирования	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Внутриклеточная проточная цитометрия (FC intra)
Перекрестная реактивность	Независимо от вида организма
Условия транспортировки	С охлаждающим элементом