

Моноклональное Антитело Кролика Против Собачьего Cd19, Меченное - Cd19

Артикул: CM0004723

введение

Конъюгированное красителем моноклональное антитело кролика, направленное против собачьего антигена CD19 – поверхностного антигена В-клеток. Разработано для проточной цитометрии (ПЦ) в исследованиях по иммунологии собак. Обладает перекрестной реактивностью с собачьим антигеном. Подходит для прямого иммунофлуоресцентного окрашивания.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против собачьего CD19, меченное
Примечания/Альяс	CD19
Вид антигена	Собака
ID гена (человек)	930
ID гена	607898
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ
Перекрестная реактивность	Собака
Доставка	С ледяным пакетом