

Моноклональное Антитело Rabbit Anti-Dog Cd19 - Cd19

Артикул: CM0004626

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против собачьего CD19 для прямого проточного цитометрического (FC) анализа В-клеток собак. Рекомбинантный иммуноген, специфичный к собачьему CD19.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело Rabbit anti-Dog CD19
Алиас	CD19
Вид	Собака
ID гена человека	930
ID гена	607898
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-299 собачьего CD19 (XP_013969991.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Собака
Условия доставки	В пакете со льдом