

## Кролик Анти-Собачий Cd27 Мат - Cd27

Артикул: CM0010020

### введение

Моноклональное антитело кролика, конъюгированное с , направленное против собачьего CD27 (TNFRSF7). Валидировано для проточной цитометрии, специфически реагирует с образцами собак. Идеально подходит для профилирования иммунных клеток в исследованиях на собаках.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кролик анти-Собачий CD27 МАт                                                                                                      |
| Примечания/Псевдоним      | T14; S152; Tr55; TNFRSF7; S152. LPFS2                                                                                             |
| Вид                       | Собака                                                                                                                            |
| ID гена (Человек)         | 939                                                                                                                               |
| ID гена                   | 611674                                                                                                                            |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-215 собачьего CD27 (XP_038295140.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                            |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                           |
| Применение                | FC                                                                                                                                |
| Перекрестная реактивность | Собака                                                                                                                            |
| Молекулярный вес белка    | 31кДа                                                                                                                             |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                    |