

Моноклональные Антитела Кролика Против Cd27 Собаки Для Проточной Цитометрии - Cd27

Артикул: CM0010234

введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, нацеленные на CD27 собаки (TNFRSF7). Рекомбинантный иммуноген (а.к. 20-215), разработанный для проточной цитометрии. Подходит для исследований на собаках и разработки диагностических средств.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличьи мАб против CD27 собаки
Примечания/Псевдоним	T14; S152; Tr55; TNFRSF7; S152. LPFS2
Вид	Собака
ID гена (Человек)	939
ID гена	611674
Имуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-215 CD27 собаки (XP_038295140.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Собака
Молекулярная масса белка	31 кДа
Транспортировка	В ледяном пакете