

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Собачьего Cd4 Для Проточной Цитометрии - Canine Cd4

Артикул: CM0008268

введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные на собачий CD4, валидированные для проточной цитометрии (FC). Рекомбинантный иммуноген (а.о. 26-400). Идеально подходят для фенотипирования собачьих лимфоцитов и иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Собачий CD4 мАт
Примечания/Псевдоним	Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Laurasiatheria; Carnivora; Caniformia; Canidae; Canis
Вид	Собака
ID гена (Человек)	920
ID гена	403931
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-400 собачьего CD4 (NP_001003252.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Собака
Доставка	Сумка со льдом