

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd4 Собаки - Nr_001003252.1

Артикул: CM0004453

введение

Кроличье моноклональное антитело против CD4 собаки для применения в проточной цитометрии (FC). Рекомбинантный белковый иммуноген, реагирует с CD4 собаки. Идеально подходит для исследований в области иммунологии собак.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против CD4 собаки (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Laurasiatheria; Carnivora; Caniformia; Canidae; Canis
Вид	Собака
ID гена (человек)	920
ID гена	403931
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Собака
Условия доставки	В сумке-холодильнике